

## Agitador magnético PCE-MSR 300

Agitador magnético PCE-MSR 300 con pantalla grande y posibilidad de ajuste de temperatura, velocidad de agitación y tiempo de agitación. Los datos establecidos se pueden leer directamente en la pantalla. La cantidad máxima de agitación es de 2 litros. La placa calefactora del agitador magnético PCE-MSR 300 se puede calentar a una temperatura de 300 °C. El sensor de temperatura que se incluye en el envío comprueba la temperatura del líquido y controla la temperatura preajustada del agitador magnético. La geometría simple del imán del agitador magnético PCE-MSR 300 facilita también considerablemente la limpieza y purga. Para que los pequeños imanes dejen de agitarse, se utiliza una varilla magnética larga con revestimiento de plástico, también llamada barra de agitación.



- Cantidad agitable: 2 litros
- Velocidad de agitación: 0 ... 1250 r.p.m.
- Rango de temperatura: hasta +300 °C
- Temporizador: 0 ... 999 min.

**Especificaciones técnicas del agitador magnético PCE-MSR 300**

Número de puntos de agitación	1
Cantidad máx. agitable por punto de agitación	2 l
Cantidad máx. agitable	2 l
Número de revoluciones:	0 - 1250 rpm
Rango de temperatura	+20 ... +300 °C
Precisión	< 100 °C / ±1 °C > 100 °C / ±3 °C
Dimensiones de la placa	135 x 135 mm
Peso	2,2 kg
Rango de temporizador	0 ... 999 min.
Alimentación	220 V / 50 Hz
Dimensiones	230 x 180 x 120 mm

**Contenido del envío**

- 1 x Agitador magnético con calefacción PCE-MSR 300
- 1 x Imán agitador
- 1 x Sensor de temperatura
- 1 x Instrucciones de uso