

# PCE BS-300

## BALANZA DE MESA CALIBRABLE RANGO DE PESAJE 300 GR – 0,01 GR



- Programa de ajuste: para ajustar la precisión por medio de pesos de control opcionales
- Función de cómputo de piezas con referencia a elegir entre 10, 20, 50 o 100 piezas, cambio del indicador de pieza a peso
- Certificado ISO opcional para la balanza compacta (p.e. para cumplir con su DIN ISO 9000)
- Función de taraje en la mitad del rango (se puede realizar varias veces)
- Puede seleccionar diferentes unidades de pesado a través del teclado (g, oz, lb, ozt, ct, gn)
- Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
- Adaptador de red para 240 V de serie en el envío
- Posibilidad de alimentación con pilas
- Plato de pesado extraíble de acero noble (sobre soporte de plástico)

### ESPECIFICACIÓN GENERAL

**Balanza compacta PCE BS-300 calibrable económica con un rango de pesaje 300 g, con selección de unidades de pesado (g, kg, oz, lb) y función de cómputo de piezas**

La balanza compacta PCE BS-300 es una balanza con una buena relación calidad/precio. Esta balanza compacta cuenta con un plato de pesado de acero inoxidable extraíble que resulta muy útil para realizar la limpieza de la misma. Su gran precisión de medición de 0,01 g hace de esta balanza un elemento único dentro de su margen de precio. El equipamiento estándar cuenta con la función de cómputo de piezas. La balanza compacta funciona con adaptador de red a 240 V AC (incluido en el envío), además

también funciona con pilas estándar. Así que usted no está limitado en el uso de un sitio fijo. La balanza compacta cuenta con unos pies de fijación ajustables y un nivel de agua para su correcta nivelación integrada en la carcasa. Con los pesos, que podrá adquirir de manera opcional, podrá ajustar y controlar la balanza compacta de una manera rápida. Puede enviarnos la balanza para que realicemos una calibración de laboratorio ISO o una recalibración regular. También puede hacerlo en un laboratorio acreditado. La balanza compacta es el instrumento ideal para el sector de la producción, el laboratorio, el control de entrada y de salida, así como para el uso móvil (por ejemplo para trabajadores de servicio técnico externo).

*\*Nos reservamos el derecho a modificaciones*

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	PCE BS-300
Rango de pesado	300 g
Capacidad de lectura	0,01 g
Reproducibilidad	0,01 g
Linealidad	± 0,03 g
Plato de pesado	Ø 95 mm
Cómputo de piezas	Con cómputo de piezas con referencias de 10, 20, 50 o 100 piezas
Cómputo de piezas con referencias	El peso mínimo por elemento en el cómputo de piezas es de 0,02 g / pieza
Indicador	Pantalla LCD de 15 mm
Adaptador de red	Adaptador de red 230 V / 50 Hz Posibilidad de alimentar a través de 6 x pilas AA (1,5 V)
Protección	IP 54
Dimensiones	En total: 165 x 230 x 80 mm
Peso	Aprox. 600 g

### CONTENIDO DEL ENVÍO

- 1 x Balanza compacta PCE BS-300
- 1 x Plato de pesado
- 1 x Cable de red
- 1 x Protector contra el viento
- 1 x Instrucciones de uso

*\*Nos reservamos el derecho a modificaciones*

