

# PM 3655

## TERMÓMETRO DE FRENTE TEMPERATURA CORPORAL



- Fácil de usar, tamaño compacto
- Medida rápida de solo 1 segundo
- Indicación de batería baja
- Retención de datos hasta 36 horas
- Gran pantalla LCD con luz de fondo
- Cambia entre Celsius y Fahrenheit

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	PM-3655
Rango temperatura corporal	32°C - 42°C (89,6°F - 107°F)
Precisión de medición	0.3°C / 0.3°F
Tiempo de respuesta	500mSec, 95%
Distancia de medición	2-5cm
Respuesta espectral	5-14um

ESPECIFICACIÓN	PM-3655
Emisividad	0.95 preset
Luz de fondo	SI
Retención de datos	SI, 36 horas
Temperatura de trabajo	10°C -40.0°C, Rh 10 - 90%
Fuente de alimentación	2 pilas AAA de 1,5 V

*\*Nos reservamos el derecho a modificaciones*

